

EKG Elektrodengürtel



Mit diesem neuartigen *EKG Elektrodengürtel* von Norav Medical können Sie die Effizienz Ihrer Praxis oder kardiologischen Abteilung in der Klinik erheblich steigern. Zum einen reduziert die einfache und schnelle Applikation des Gürtels, ohne umständliches Platzieren einzelner Elektroden, den erforderlichen Arbeitsaufwand und zum anderen sorgt die wesentlich bessere EKG Signalqualität und geringere Artefakte wiederum für eine enorme Zeitersparnis bei der Auswertung.

EKG Elektrodengürtel

- Kompatibel mit allen Ruhe-EKG Geräten
- Mehr Effizienz und bessere EKG Signale
- Elastisch und passend für Frauen & Männer
- Dauerhafter antimikrobieller Schutz

Herausragende Merkmale

- Sehr einfache und schnelle Applikation am Patienten spart enorm viel Zeit
- Komplettpaket enthält Adapter (Bananenstecker auf Druckknopfanschüsse) und Klammerelektroden für die Extremitäten
- Sehr hoher Patientenkomfort
- Deutliche Verbesserung der abgeleiteten EKG Signale und wesentlich weniger Artefakte
- Keine Platzierung einzelner Elektroden
- Passend für alle am Markt erhältlichen Ruhe-EKG Geräte
- Hohe hygienische Sicherheit – *antimikrobielle Beschichtung* mit der Sanitized® Technologie aus der Schweiz
- Wartungsfreie, austauschbare Elektroden
- Eine Standardgröße für EKG-Ableitung bei Erwachsenen und passend für Frauen und Männer
- Keine Klebeelektroden und keine Rasur

Auf der nächsten Seite erfahren Sie mehr über die einzigartige hygienische Sicherheit des EKG Elektrodengürtels durch die Beschichtung des Materials bei der Produktion. . .

Der EKG Elektrodengürtel verfügt über die integrierte *Sanitized*[®] antimikrobielle hygienische Sicherheit für optimalen Schutz.


Auf jeder Oberfläche leben Mikroorganismen. Obwohl für das bloße Auge völlig unsichtbar, sind diese Mikroorganismen, insbesondere Bakterien, dennoch schädlich und können schlimmstenfalls zu ernsthaften Erkrankungen beitragen.

Diesem Hygieneproblem trägt der EKG Elektrodengürtel von Norav Medical Rechnung und schützt Patient und Personal gleichermaßen.



Wie funktioniert die hygienische Sicherheit?

Das Material des Elektrodengürtels wird durch das antimikrobielle *Sanitized*[®] Silber geschützt. Die Wirkung von Silber auf Bakterien ist wissenschaftlich unbestritten. Die in der Schweiz entwickelte *Sanitized*[®] Technologie verwendet eine Glaskeramikkapsel. Diese Kapsel stellt sicher, dass die antibakterielle Wirkung fest mit dem Material des Elektrodengürtels verbunden bleibt und somit ein dauerhafter Schutz erreicht wird. Die Silberionen können Dank der Glaskeramikkapsel nicht aus dem Material des Elektrodengürtels entweichen.



Das Silberion lokalisiert die Bakterie über die Feuchtigkeit und neutralisiert sie.

Die Wirkung von Silber auf Bakterien:

1. Zellmembran wird destabilisiert
2. Atmung wird verhindert
3. Nahrungsaufnahme (Nährstoffe) wird verhindert
4. Zellteilung wird gehemmt

